

iARM

Bij een minimale restfunctie van de arm kunnen alledaagse handelingen vaak niet worden uitgevoerd. Vele dagelijkse activiteiten kunnen met de iARM (robotarm) zelfstandig worden uitgevoerd. Zelfstandig eten en drinken, een deur openen, of de hond uitlaten behoren (weer) tot de mogelijkheden.

Zolang er nog een restfunctie is kan de iARM worden aangestuurd waarbij een joystick, toetsenbord, losse knoppen en een smartphone tot de mogelijkheden behoren. Voor iedereen is er een passende oplossing. Uniek is dat er met de iARM fijn-motorisch gewerkt kan worden. Zo kan een cd of dvd in de speler worden gedaan of een USB-stick in de laptop worden gestoken.

De software van de iARM beschikt over verschillende menu's, waardoor eenvoudig en efficiënt alledaagse handelingen uitgevoerd kunnen worden. Wanneer de iARM even niet wordt gebruikt, kan deze eenvoudig ingevouwen en weg geklapt worden. Doordat de iARM zo compact is, wordt de rolstoel nauwelijks breder. Door de robuustheid en harde aluminium behuizing is het binnenwerk bestand tegen stoten en schokken.

Specificaties



- Bereik van 90 cm.
- Tillen tot 1,5 kg
- 5 werkmenu's
- Diverse besturingsmogelijkheden; joystick, los keypad, afzonderlijke knoppen of smartphone.
- Robuuste behuizing
- Fijn-motorisch afgesteld
- Geïntegreerd LED display

